



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ



SGS Dental Swiss Implant System

базируется в Цуге (Швейцария). Наша цель — предложить клиентам полный спектр инновационных, научно обоснованных стоматологических решений. SGS Dental Swiss Implant System — это не просто стоматологическая продукция, но и искусство, подкрепленное богатым клиническим опытом. Благодаря швейцарским технологиям и бескомпромиссному качеству, SGS Dental Swiss Implant System предлагает продукцию премиум-класса на эксклюзивных условиях, обеспечивая клиентам безупречный сервис и профессиональную поддержку. Мы используем высокоточное оборудование и инструменты, а также материалы высочайшего качества, что обеспечивает исключительную точность и надежность нашей продукции. Именно поэтому компания SGS стала одним из лидеров рынка в области дентальной имплантации. Нашей системе доверяют тысячи специалистов по всему миру.



СОДЕРЖАНИЕ



Дентальные имплантаты

Коническая платформа	10
Узкая коническая платформа	11
Внутренний шестигранник платформа 3.75	12
Односоставной имплантат	13

Коническая платформа

Примерочные абатменты	14
Формирователи десны	14
Трансферы для открытой оттисковой ложки	15
Трансферы для закрытой оттисковой ложки	15
Аналог имплантата	16
Прямые абатменты для цементной фиксации	16
Угловые абатменты для цементной фиксации	17
Анатомические угловые абатменты	17
Временные (PEEK) абатменты	18
Абатменты для немедленной нагрузки	18
Временная реставрация	18
Плоское соединение	18
Индивидуальные абатменты	19
Абатменты для балочных конструкций	19
Двухкомпонентные multi-unit абатменты	20
S6-S7 для cad-cam	20
The-one multi-unit абатменты	21
S16S-S17S для cad-cam	21
Easy-fix для немедленной нагрузки	22
Съемное протезирование - шаровидные абатменты	22
Съемное протезирование - s-lock	23
Съемное протезирование - easy-fix	23
Съемное протезирование - smart-lock	23

Узкая коническая платформа

Примерочные абатменты	24
Формирователи десны	24
Трансферы для открытой оттисковой ложки	24
Трансферы для закрытой оттисковой ложки	24
Прямые абатменты для цементной фиксации	25
Угловые абатменты для цементной фиксации	25
Аналог имплантата	25
Временные (PEEK) абатменты	26
Временная реставрация	26
Плоское соединение	26
Индивидуальные абатменты	27
Абатменты для балочных конструкций	27
Съемное протезирование - шаровидные абатменты	28
Съемное протезирование - s-lock	28
Съемное протезирование - smart-lock	29
Двухкомпонентные multi-unit абатменты	29

Внутренний шестигранник - Платформа 3.75

Примерочные абатменты	30
Формирователи десны	30
Трансферы для открытой оттисковой ложки	31
Трансферы для закрытой оттисковой ложки	31
Аналог имплантата	32
Прямые абатменты для цементной фиксации	32
Угловые абатменты для цементной фиксации	33
Анатомические угловые абатменты	33
Временные (PEEK) абатменты	34
Абатменты для немедленной нагрузки	34
Плоское соединение	34
Временная реставрация	35
Индивидуальные абатменты	35
Абатменты для балочных конструкций	35
S6-S7 для cad-cam	36
Двухкомпонентные multi-unit абатменты	36
The-one multi-unit абатменты	37
S16S-S17S для cad-cam	37
Easy-fix для немедленной нагрузки	38
Съемное протезирование - шаровидные абатменты	38
Съемное протезирование - s-lock	39
Съемное протезирование - easy-fix	39
Съемное протезирование - smart-lock	39

Односоставная платформа

Ортопедические решения для однокомпонентных имплантатов	40
Ключи/отвертки	40

CAD - CAM

Коническая платформа (P5D, P5G, P1D, P7D)	41
Узкая коническая платформа (P7N)	41
Платформа 3.75 (P1, P7)	41
Система Dynamic / Специальные инструменты	42
Система Dynamic / Коническая платформа	43
Система Dynamic / Узкая коническая платформа	43
Система Dynamic / Платформа 3.75	43

Хирургические наборы

SKM-up стандартный хирургический набор	46
SKM+01 расширенный хирургический набор	48
SK-ONE хирургический набор для односоставных имплантатов	50
SKG хирургический набор для навигационной хирургии	52
SKM+02	54
SKP ортопедический набор	56
SKD-C набор конических сверл с ограничителями	58

БУДУЩЕЕ ИМПЛАНТОЛОГИИ

P5G

ИМПЛАНТАТ НА
УРОВНЕ ДЕСНЫ

P5D

ИМПЛАНТАТ НА
УРОВНЕ КОСТИ



СУПЕРБИОАКТИВНАЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННАЯ ТРАБЕКУЛЯРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




ПОКРЫТИЕ
SBTC®

Более быстрое и качественное заживление

Сложный дизайн поверхности и значительное увеличение ее площади


**ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГИДРОФИЛЬНОСТИ ПРИ
КОНТАКТЕ С КРОВЬЮ**

Повышенная первичная стабильность и сокращенное время заживления





WD 10.0 mm HV 20.00 kV curr 4.00 nA mag 10 000 x det vCD 5 µm SGS DENTAL


СЭМ-ИЗОБРАЖЕНИЕ: ТИПИЧНАЯ МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ



Клетки, формирующие костную ткань, на непокрытом титане (сверху слева) и титане с покрытием гидроксиапатита (HAp)



Плотность клеток на различных поверхностях (частичная популяция).
Вставка: два типичных флуоресцентных изображения ядер клеток



ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА ПЛАТФОРМ



**КОНИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА**

P5D / P5G / P7D / P1D



**УЗКАЯ КОНИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА**

P7N



**ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК
ПЛАТФОРМА 3.75**

P7 / P1




**ОДНОСОСТАВНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ**
P7S / P9S




ИМПЛАНТАТЫ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОСТИ



ТИП КОСТИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ ИМПЛАНТАТОВ



ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

9



P5D MATRIX IMPLANT



Коническая платформа

Универсальный имплантат с умеренно агрессивной резьбой, подходящий для всех типов костной ткани. Гибридный дизайн делает его универсальным решением, сочетая высокую первичную стабильность, совместимость с плотной костью, функцию переключения платформы и коническое соединение.

Ø3,5мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø4,5мм	Ø5,0мм
—	—	6 мм	6 мм	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм
—	—	18 мм	—	—
—	—	20 мм	—	—
—	—	22 мм	—	—

P5G MATRIX IMPLANT



Коническая платформа

Имплантат Tissue Level (на уровне десны) с умеренно агрессивной резьбой, подходящий для всех типов костной ткани. Гибридный дизайн делает его универсальным решением, сочетая высокую первичную стабильность, совместимость с плотной костью, функцию переключения платформы и коническое соединение.

Ø3,5мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø4,5мм	Ø5,0мм
—	—	6 мм	6 мм	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм
—	—	18 мм	—	—
—	—	20 мм	—	—
—	—	22 мм	—	—

Коническая платформа

P1D

Имплантат с плотной резьбой, особенно эффективный для плотной костной ткани (нижняя челюсть, D1 и D2), с функцией переключения платформы и коническим соединением.

Ø3,5мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø5,0мм
—	—	—	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм



Коническая платформа

P7D

Имплантат с агрессивной резьбой, предназначенный для типов костной ткани D3 и D4, обеспечивающий высокую первичную стабильность, с функцией переключения платформы и коническим соединением.

Ø3,5мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø4,5мм	Ø5,0мм	Ø6,0мм
—	—	6 мм	6 мм	6 мм	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм



Узкая коническая платформа

P7N

Имплантат с умеренно агрессивной резьбой для всех типов костной ткани, предназначенный для случаев ограниченного межзубного пространства, с функцией переключения платформы и узким коническим соединением.

Ø3,0мм	Ø3,2мм
—	8 мм
10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм
16 мм	16 мм





P1



Внутренний шестигранник
платформа 3.75



Имплантат с плотной резьбой, оптимально подходящий для плотной костной ткани (нижняя челюсть, типы кости D1 и D2), с внутренним шестигранным соединением.

Ø3,2мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø5,0мм	Ø6,0мм
—	—	—	6 мм	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм

P7



Внутренний шестигранник
платформа 3.75



Имплантат с агрессивной резьбой, оптимально подходящий для типов костной ткани D3 и D4, обеспечивающий высокую первичную стабильность, с внутренним шестигранным соединением.

Ø3,2мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø4,5мм	Ø5,0мм	Ø6,0мм
—	—	6 мм	6 мм	6 мм	6 мм
8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм



Односоставной
имплантат

P7S

Односоставной имплантат с несколькими вариантами реставрации: Snap, цементная и винтовая фиксация. Умеренно агрессивная резьба и гибридный дизайн обеспечивают универсальность применения, высокую первичную стабильность и совместимость с плотной костью при всех типах костной ткани.



Ø3,0мм	Ø3,2мм	Ø3,75мм	Ø4,2мм	Ø5,0мм
—	—	—	—	6 мм
—	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм



Односоставной
имплантат

P9S

Односоставной имплантат с несколькими вариантами реставрации: Snap, цементная и винтовая фиксация. Компрессионная резьба делает его подходящим для всех типов костной ткани.



Ø2,4мм	Ø3,0мм	Ø3,2мм	Ø3,5мм	Ø4,2мм	Ø5,0мм
—	—	—	—	—	6 мм
—	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм	11,5 мм
13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм





ПРИМЕРОЧНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Код изделия	Дополнительная информация / компоненты	
CKD	Абатмент примерочный - 0°	
CKD - 15°	Абатмент примерочный - 15°	
CKD - 25°	Абатмент примерочный - 25°	
CKD - 35°	Абатмент примерочный - 35°	
CKD - 45°	Абатмент примерочный - 45°	

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
HD Фомирователь десны	1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	Подходит для всех диаметров имплантатов
HWD Широкий фомирователь десны	3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
HW7D Широкий фомирователь десны	3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
HW8D Широкий фомирователь десны	3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
HND Узкий фомирователь десны	2 мм 3 мм 4 мм	УЗКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ОТТИСКНОЙ ЛОЖКИ //

Дополнительная информация	Доступные размеры	Код изделия
	15 мм	T1D Трансфер
УЗКИЙ	15 мм	T4D Трансфер
* КОРОТКИЙ	11 мм	T5D Трансфер
* КОРОТКИЙ УЗКИЙ	11 мм	T6D Трансфер
* УЗКИЙ	15 мм	T8D Трансфер

* Предпочтительный выбор стоматологов.

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОТТИСКНОЙ ЛОЖКИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
КОРОТКИЙ	9 мм	T1D Трансфер
УЗКИЙ КОРОТКИЙ	9 мм	T7D Трансфер
Р-ТЗ Пластиковый трансфер РМ-ТЗ Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка	1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	T3D Трансфер
Р-ТЗ Пластиковый трансфер РМ-ТЗ Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка	1 мм 2 мм 3 мм	T3D, 20° Трансфер

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 10 Н·см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
-------------	-------------------	--



A1D

12 мм

Analog



ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
-------------	-------------------	--



S1D

Прямой абатмент

5 мм
7 мм
9 мм
12 мм
15 мм



Два винта в комплекте *



S1AD

Анатомический
прямой абатмент

1 мм
2 мм
3 мм
4 мм



Два винта в комплекте *



S1ND

Узкий
прямой абатмент

7 мм
9 мм



УЗКИЙ

Два винта в комплекте *



S1WD

Широкий
прямой абатмен

9 мм
12 мм



ШИРОКИЙ

Два винта в комплекте *



S1W8D

Широкий
прямой абатмен

10 мм



ШИРОКИЙ

Два винта в комплекте *



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

* Золотой винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
--	-------------------	-------------

Два винта в комплекте * :



11 мм

S2D - 15°
Угловой абатмент



ДЛИННЫЙ

Два винта в комплекте * :



15 мм

S2LD - 15°
Угловой абатмент



УЗКИЙ

Два винта в комплекте * :



15 мм

S2DS - 15°
Угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



11 мм

S2D - 25°
Угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



15 мм

S2LD - 25°
Угловой абатмент



УЗКИЙ

Два винта в комплекте * :



15 мм

S2DS - 25°
Угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



13 мм

S2D - 35°
Угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



13 мм

S2D - 45°
Угловой абатмент



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

* Золотой винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АНАТОМИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
--	-------------------	-------------

Два винта в комплекте * :



1 мм
2 мм
3 мм
4 мм

S2AD - 15°
Анатомический
угловой абатмент



Два винта в комплекте * :



1 мм
2 мм
3 мм
4 мм

S2AD - 25°
Анатомический
угловой абатмент



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.


* Золотой винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.



ВРЕМЕННЫЕ (РЕЕК) АБАТМЕНТЫ //

18

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S1AD - Peek PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * : 
 S2AD - Peek - 15° PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * : 
 S2AD - Peek - 25° PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * : 

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см. * Клинический абатментный винт.

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 T3D Абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	 Р-Т3 Пластиковый трансфер
 T3D, 20° Абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	 РМ-Т3 Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка

+ T3D - Smart Solution: трансфер / абатмент для немедленной или временной нагрузки (В комплекте: 2 x T3D, Р - , РМР - , РМ-Т3)

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 15 Н·см.

ВРЕМЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S15D - TH Абатмент для немедленной нагрузки	15 мм	Винт в комплекте * :  ! Титан

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см. * Клинический абатментный винт.

ПЛОСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S15D - Т Абатмент для немедленной нагрузки	15 мм	ПЛОСКОЕ Винт в комплекте * :  ! Титан

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см. * Клинический абатментный винт.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * : 	11 мм	S1PNHD Абатмент для литья 
Два винта в комплекте * : 	11 мм	S1PND Абатмент для литья 
Два винта в комплекте * :  ! Пластик/Титан	11 мм	S1PTD Абатмент для литья 
Два винта в комплекте * :  ! Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PCD Абатмент для литья 
Два винта в комплекте * :  ! Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PCHD Абатмент для литья 

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см. * Золотой винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Опционально: пластиковый компонент с шестигранником 	B 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм 3,5 мм	В комплект входит: пластиковый компонент без шестигранника  S1TD Абатмент 

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

19



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ //

20

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Код изделия		Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты	
 B	S6D Прямой мультиюнит абатмент	0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм 3,5 мм	 T1 - S6/S7 Трансфер для закрытой ложки	 H - S6/S7 Защитный колпачок для мультиюнита
 B	S7D - 17° Угловой мультиюнит абатмент	1 мм 2 мм 3 мм	 A1 - S6/S7 Аналог имплантата	 T - S6/S7 Временный абатмент
 B	S7D - 30° Угловой мультиюнит абатмент	1 мм 2 мм 3 мм	 PH - S6/S7 Выжигаемый пластиковый абатмент для одиночной реставрации	 P - S6/S7 Выжигаемый пластиковый абатмент для мостовидных конструкций и балок

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

S6-S7 ДЛЯ CAD-CAM //

Абатмент для сканирования		Цифровой аналог	
 Для цифрового оттиска		 A1 - Digital - S6/S7	
Титановое основание		Винт	
Одиночные реставрации	Мосты / балки		
 STCS - S6/S7 с шестигр.	 STCS - S6/S7 без шестигр.	 S1a S6/S7	
Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах		Фиолетовый винт для S6–S7	
Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах			

THE-ONE MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты		Доступные размеры	Код изделия	
 T3 - S16S/S17S Трансфер для закрытой ложки	 T1 - S16S/S17S Трансфер для открытой ложки	1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S16DS Прямой мультиюнит абатмент	B
 H - S16S/S17S Защитный колпачок для мультиюнита	 A1 - S16S/S17S Аналог имплантата	1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S17DS - 17° Угловой мультиюнит абатмент	B
 T - S16S/S17S Временный абатмент для однокомпонентного мультиюнита	 TW - S16S/S17S Временный абатмент для однокомпонентного мультиюнита	1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S17DS - 30° Угловой мультиюнит абатмент	B
 P - S16S/S17S Пластиковый выжигаемый абатмент для одиночной реставрации	 PH - S16S/S17S Выжигаемый пластиковый абатмент для мостовидных конструкций и балок	1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S17DS - 45° Угловой мультиюнит абатмент	B

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

S16S-S17S ДЛЯ CAD-CAM //




Абатмент для сканирования		Цифровой аналог	
 Для цифрового оттиска		 A1 - Digital - S16S/S17S	
Титановое основание		Винт	
Одиночные реставрации	Мосты / балки		
 STCS - S16S/S17S с шестигр.	 STCS - S16S/S17S без шестигр.	 S1a S16S/S17S	
			
			
Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах		Синий винт для S16S-S17S	
Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах			

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

21




EASY-FIX ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ // 22

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S4D Абатмент	В 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм 3,5 мм	 T1-S4 Трансфер для открытой ложки  TP-S4 Трансфер для закрытой ложки
 S4 - S7D - 17° Абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 H - S4 Защитный колпачок  A1 - S4 Аналог имплантата
 S4 - S7D - 30° Абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 S4a - Plastic Временный абатмент  S4a - Peek Временный абатмент
		 T-S4 Временный абатмент  P-S4 Пластиковый выжигаемый абатмент

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S3D Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	 Комплектация S3D: Металлический колпачок Стандартная матрица Защитный диск
 S3 - S7D - 17° Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 Комплектация S3-S7D: Металлический колпачок Стандартная матрица Защитный диск  Аттачмент 0,5 мм
 S3 - S7D - 30° Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 Опционально: Жесткая матрица Стандартная матрица Мягкая матрица  Аттачмент 1 мм  Аттачмент 2 мм
		 Трансфер T1-S3  Аналог A1-S3

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.



СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - S-LOCK //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация: Металлический колпачок Лабораторная матрица Экстра-мягкая матрица Мягкая матрица Стандартная матрица Усиленная матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S35D Абатмент
 Опционально:  Трансфер T1-S35  Аналог A1-S35	В 1 мм 2 мм 3 мм	S35 - S7D - 17° Абатмент
 Опционально:  K21 Ручной инструмент  0,5 мм (стандарт) 1,5 мм (опционально)	В 1 мм 2 мм 3 мм	S35 - S7D - 30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - EASY-FIX //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация прямого абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Матрица средней жесткости Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S5D Абатмент
 Комплектация углового абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Жесткая матрица Мягкая матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм	S5 - S7D - 17° Абатмент
 S5 - S7 1 мм 2 мм  Опционально: Трансфер T1-S5  Аналог A1-S5	В 1 мм 2 мм 3 мм	S5 - S7D - 30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - SMART-LOCK //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация прямого абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Жесткая матрица Средняя матрица Мягкая матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S8D Абатмент
 Комплектация углового абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Жесткая матрица Средняя матрица Мягкая матрица Защитный диск	В 1,5 мм 3 мм	S8D - 15° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ




ПРИМЕРОЧНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



Код изделия	Дополнительная информация / компоненты
CKN - 2.1	Абатмент примерочный - 0°
CKN - 2.1, 15°	Абатмент примерочный - 15°
CKN - 2.1, 25°	Абатмент примерочный - 25°

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ //



Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
HN - 2.1 Формирователь десны	В 2 мм 3 мм 4 мм	—
HWN - 2.1 Широкий формирователь десны	В 2 мм 4 мм	ШИРОКИЙ
HNN - 2.1 Узкий формирователь десны	В 2 мм 4 мм	УЗКИЙ

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ЛОЖКИ //



Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
T1N - 2.1 Трансфер	15 мм	—

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ //



Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
T3N - 2.1 Трансфер	В 9 мм 2 мм	Р-ТЗ Пластиковый трансфер РМ-ТЗ Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка
T2N - 2.1 Трансфер	9 мм	—
T7N - 2.1 Трансфер	9 мм	—

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 10 Н·см.

ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ
ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * :	9 мм	S1N - 2.1 Прямой абатмент
Два винта в комплекте * :	9 мм	S1WN - 2.1 Широкий прямой абатмен
Два винта в комплекте * :	В 1 мм	S1AN - 2.1 Анатомический прямой абатмен



! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Зеленый винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ
ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * :	10 мм	S2N - 2.1, 15° Угловой абатмент
Два винта в комплекте * :	10 мм	S2N - 2.1, 25° Угловой абатмент
Два винта в комплекте * :	В 1 мм	S2AN - 2.1, 15° Анатомический угловой абатмент
Два винта в комплекте * :	В 1 мм	S2AN - 2.1, 25° Анатомический угловой абатмент



! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Зеленый винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Аналог	10 мм	A1N - 2.1



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



ВРЕМЕННЫЕ (PEEK) АБАТМЕНТЫ //

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



S1AN - Peek - 2.1
PEEK абатмент

Доступные размеры
В 1 мм

Дополнительная информация / компоненты
Винт в комплекте * :



S2AN - Peek - 2.1, 15°
PEEK абатмент

Доступные размеры
В 1 мм

Дополнительная информация / компоненты
Винт в комплекте * :



S2AN - Peek - 2.1, 25°
PEEK абатмент

Доступные размеры
В 1 мм

Дополнительная информация / компоненты
Винт в комплекте * :



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Клинический абатментный винт.

ВРЕМЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ //



S15N - 2.1 - TH
Абатмент для немедленной нагрузки

Доступные размеры
15 мм

Дополнительная информация / компоненты
Винт в комплекте * :

Титан



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Клинический абатментный винт.

ПЛОСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ //



S15N - 2.1 - T
Абатмент для немедленной нагрузки

Доступные размеры
15 мм

Дополнительная информация / компоненты
ПЛОСКОЕ

Винт в комплекте * :

Титан



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Клинический абатментный винт.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * : 	 10 мм	S1PNHN - 2.1 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : 	 10 мм	S1PNN - 2.1 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : Пластик/Хром-кобальт	 11 мм	S1PCHN - 2.1 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : Пластик/Хром-кобальт	 11 мм	S1PTN - 2.1 Абатмент для литья



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Зеленый винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Опционально: пластиковый компонент с шестигранником 	В 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм	В комплект входит: пластиковый компонент без шестигранника S1TN - 2.1 Abutment



Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ







СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ -
ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S3N - 2.1 Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	Комплектация: Металлический колпачок Стандартная матрица Защитный диск Аттачмент 0,5 мм
 S3NN - 2.1 Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	Опционально: Жесткая матрица Стандартная матрица Мягкая матрица
 S3 - S7N - 2.1-17° Шаровидный аттачмент	В 1,5 мм 2,5 мм	Аттачмент 1 мм Аттачмент 2 мм
 S3 - S7N - 2.1-30° Шаровидный аттачмент	В 1,5 мм 2,5 мм	Трансфер T1-S3 Аналог A1-S3

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - S-LOCK //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S35N-2.1 Абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	Комплектация: Металлический колпачок Лабораторная матрица Экстра-мягкая матрица Мягкая матрица Стандартная матрица Усиленная матрица Защитный диск
 S35- S7N - 2.1-17° Абатмент	В 1,5 мм 2,5 мм	Опционально: Трансфер T1-S35 Аналог A1-S35
 S35- S7N - 2.1-30° Абатмент	В 1,5 мм 2,5 мм	0,5 мм (стандарт) 1,5 мм (опционально) K21 Ручной инструмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - EASY-FIX //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Комплектация прямого абатмента:   	В 2 мм 3 мм 4 мм	S5N-2.1 Абатмент
Комплектация углового абатмента:    	В 1,5 мм 2,5 мм	S5- S7N - 2.1-17° Абатмент
Опционально:    	В 1,5 мм 2,5 мм	S5- S7N - 2.1-30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ MULTI-UNIT
АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 T1 - S6/S7  H - S6/S7	В 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм	S6N - 2.1 Абатмент
 A1 - S6/S7  T - S6/S7	В 1,5 мм 2,5 мм	S7N - 2.1 - 17° Абатмент
 PH - S6/S7  P - S6/S7	В 1,5 мм 2,5 мм	S7N - 2.1 - 30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



ПРИМЕРОЧНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

30

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

	Код изделия	Дополнительная информация / компоненты
	CKD	Абатмент примерочный - 0°
	CKD - 15°	Абатмент примерочный - 15°
	CKD - 25°	Абатмент примерочный - 25°
	CKD - 35°	Абатмент примерочный - 35°
	CKD - 45°	Абатмент примерочный - 45°

! Примерочные абатменты CKD совместимы с платформами ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК 3.75 и КОНИЧЕСКАЯ.

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ //

	Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
	H - 3.75 Фомирователь десны	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	Подходит для всех диаметров имплантатов
	HW - 3.75 Широкий фомирователь десны	В 3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
	HW7 - 3.75 Широкий фомирователь десны	В 3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
	HW8 - 3.75 Широкий фомирователь десны	В 3 мм 5 мм	ШИРОКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов
	HN - 3.75 Узкий фомирователь десны	В 3 мм 5 мм	УЗКИЙ Подходит для всех диаметров имплантатов

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ОТТИСКНОЙ ЛОЖКИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия	
	15 мм	T1 - 3.75 Трансфер	
УЗКИЙ	15 мм	T4 - 3.75 Трансфер	
* КОРОТКИЙ	11 мм	T5 - 3.75 Трансфер	
* КОРОТКИЙ УЗКИЙ	11 мм	T6 - 3.75 Трансфер	
* УЗКИЙ	15 мм	T8 - 3.75 Трансфер	

* Предпочтительный выбор стоматологов.

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОТТИСКНОЙ ЛОЖКИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия	
КОРОТКИЙ	9 мм	T1 - 3.75 Трансфер	
УЗКИЙ КОРОТКИЙ	9 мм	T7 - 3.75 Трансфер	
R-T3 Пластиковый трансфер	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	T3 - 3.75 Трансфер	
PM-T3 Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка	В 1 мм 2 мм 3 мм	T3 - 3.75, 20° Трансфер	

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

31

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 10 Н·см.



АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА //

32

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
-------------	-------------------	--

A1 - 3.75
Аналог

12 мм

-



ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ
ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
-------------	-------------------	--

S1 - 3.75
Прямой абатмент

5 мм
7 мм
9 мм
12 мм
15 мм

Два винта в комплекте *

S1A - 3.75
Анатомический
прямой абатмент

В
1 мм
2 мм
3 мм
4 мм

Два винта в комплекте *

S1N - 3.75
Прямой узкий
абатмент

7 мм
9 мм

УЗКИЙ
Два винта в комплекте *

S1W - 3.75
Узкий
прямой абатмент

9 мм
12 мм

ШИРОКИЙ
Два винта в комплекте *

S1W8 - 3.75
Широкий
прямой абатмен

10 мм

ШИРОКИЙ
Два винта в комплекте *

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ
ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
--	-------------------	-------------

Два винта в комплекте * :

11 мм

S2 - 3.75, 15°
Угловой абатмент

ДЛИННЫЙ

Два винта в комплекте * :

15 мм

S2L - 3.75, 15°
Угловой абатмент

УЗКИЙ

Два винта в комплекте * :

15 мм

S2S - 3.75, 15°
Угловой абатмент

Два винта в комплекте * :

11 мм

S2 - 3.75, 25°
Угловой абатмент

ДЛИННЫЙ

Два винта в комплекте * :

15 мм

S2L - 3.75, 25°
Угловой абатмент

УЗКИЙ

Два винта в комплекте * :

15 мм

S2S - 3.75, 25°
Угловой абатмент

Два винта в комплекте * :

13 мм

S2 - 3.75, 35°
Угловой абатмент

Два винта в комплекте * :

13 мм

S2 - 3.75, 45°
Угловой абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Синий винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АНАТОМИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
--	-------------------	-------------

Два винта в комплекте * :

В
1 мм
2 мм
3 мм
4 мм

S2A - 3.75, 15°
Анатомический
угловой абатмент

Два винта в комплекте * :

В
1 мм
2 мм
3 мм
4 мм

S2A - 3.75, 25°
Анатомический
угловой абатмент

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

33

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Синий винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.



ВРЕМЕННЫЕ (PEEK) АБАТМЕНТЫ //

34

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

	Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
	S1A - Peek - 3.75 PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * :
	S2A - Peek - 3.75, 15° PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * :
	S2A - Peek - 3.75, 25° PEEK абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	Винт в комплекте * :

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.
* Клинический абатментный винт.

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ //

	Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
	T3 - 3.75 Абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм	 P-T3 Пластиковый трансфер
	Т3 - 3.75, 20° Абатмент	B 1 мм 2 мм 3 мм	 PM-T3 Пластмассовая коронка Немедленная нагрузка

+ **T3-3.75 - Smart Solution:** трансфер / абатмент для немедленной или временной нагрузки (B в комплекте: 2 x T3, P - , PMP - , PM-T3)

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 15 Н·см.

ПЛОСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ //

	Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
	S15 - Т - 3.75 Абатмент для немедленной нагрузки	15 мм	ПЛОСКОЕ Винт в комплекте * : Титан

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Клинический абатментный винт.

ВРЕМЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * : Титан	15 мм	S15 - ТН - 3.75 Абатмент для немедленной нагрузки

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.*
Клинический абатментный винт.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
Два винта в комплекте * : Пластик/Титан	11 мм	S1PNH - 3.75 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PN - 3.75 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PT - 3.75 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PC - 3.75 Абатмент для литья
Два винта в комплекте * : Пластик/Хром-кобальт	11 мм	S1PCH - 3.75 Абатмент для литья

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.
* Синий винт — клинический абатментный винт, серебряный — лабораторный винт.

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Опционально: пластиковый компонент с шестигранником	В комплект входит: пластиковый компонент без шестигранника B 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм 3,5 мм	S1T - 3.75 Абатмент



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

35

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S6 - 3.75 Прямой мультиюнит абатмент	 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм 3,5 мм	 T1 - S6/S7 Трансфер для открытой ложки  A1 - S6/S7 Аналог
 S7 - 3.75, 10° Угловой мультиюнит абатмент	 1 мм 2 мм	 H - S6/S7 Защитный колпачок для мультиюнита  T - S6/S7 Временный абатмент
 S7 - 3.75, 17° Угловой мультиюнит абатмент	 1 мм 2 мм 3 мм	 PH - S6/S7 Выжигаемый пластиковый абатмент для одиночной реставрации  P - S6/S7 Выжигаемый пластиковый абатмент для мостовидных конструкций и балок
 S7 - 3.75, 30° Угловой мультиюнит абатмент	 1 мм 2 мм 3 мм	

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

S6-S7 для CAD-CAM //

Абатмент для сканирования	Цифровой аналог
 SPCS - S6/S7 Для цифрового оттиска	 A1 - Digital - S6/S7
Титановое основание	Винт
Одиночные реставрации  STCS - S6/S7 с шестигр. Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах	Мосты / балки  STCS - S6/S7 без шестигр. Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах
	 S1a S6/S7 Фиолетовый винт для S6-S7

THE-ONE MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 T3 - S16S/S17S Трансфер для закрытой ложки  T1 - S16S/S17S Трансфер для открытой ложки	 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S16S - 3.75 Прямой мультиюнит абатмент
 H - S16S/S17S Защитный колпачок для мультиюнита  A1 - S16S/S17S Аналог	 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S17S - 3.75, 17° Угловой мультиюнит абатмент
 T - S16S/S17S Временный абатмент для однокомпонентного мультиюнита  TW - S16S/S17S Временный абатмент для однокомпонентного мультиюнита	 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S17S - 3.75, 30° Угловой мультиюнит абатмент
 P - S16S/S17S Пластиковый выжигаемый абатмент для одиночной реставрации  PH - S16S/S17S Пластиковый выжигаемый абатмент для мостовидных конструкций и балок	 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм	 S17S - 3.75, 45° Угловой мультиюнит абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

S16S-S17S для CAD-CAM //

Абатмент для сканирования	Цифровой аналог
 SPCS - S16S/S17S Для цифрового оттиска	 A1 - Digital - S16S/S17S
Титановое основание	Винт
Одиночные реставрации  STCS - S16S/S17S с шестигр. Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах	Мосты / балки  STCS - S16S/S17S без шестигр. Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах
	 S1a S16S/S17S Синий винт для S16S-S17S



EASY-FIX для немедленной нагрузки //


38

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S4 - 3.75 Абатмент	В 0,5 мм 1,5 мм 2,5 мм	 T1-S4 Трансфер для открытой ложки  TP-S4 Трансфер для закрытой ложки
 S4 - S7 - 3.75, 17° Абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 H-S4 Защитный колпачок  A1-S4 Аналог имплантата
 S4a - Plastic Временный абатмент  S4a - Peek Временный абатмент		
 S4 - S7 - 3.75, 30° Абатмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 T-S4 Временный абатмент  P-S4 Пластиковый выжигаемый абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 15 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ //

Код изделия	Доступные размеры	Дополнительная информация / компоненты
 S3 - 3.75 Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	 Комплектация S3D: Металлический колпачок Стандартная матрица Защитный диск
 S3 - S7 - 3.75, - 17° Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 Комплектация S3-S7D: Металлический колпачок Стандартная матрица Защитный диск  Аттачмент 0,5 мм
 S3 - S7 - 3.75, - 30° Шаровидный аттачмент	В 1 мм 2 мм 3 мм	 Опционально: Жесткая матрица Стандартная матрица Мягкая матрица  Аттачмент 1 мм  Аттачмент 2 мм
		 Трансфер T1-S3  Аналог A1-S3

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.




СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - S-LOCK //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация: Металлический колпачок Лабораторная матрица Экстра-мягкая матрица Мягкая матрица Стандартная матрица Усиленная матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S35 - 3.75 Абатмент
 Опционально: Трансфер T1-S35  Аналог A1-S35	В 1 мм 2 мм 3 мм	S35 - S7 - 3.75, 17° Абатмент
 К21 Ручной инструмент 0,5 мм (стандарт) 1,5 мм (опционально)	В 1 мм 2 мм 3 мм	S35 - S7 - 3.75, 30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - EASY-FIX //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация прямого абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Матрица средней жесткости Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S5 - 3.75 Абатмент
 Комплектация углового абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Жесткая матрица Мягкая матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм	S5 - S7 - 3.75, 17° Абатмент
 S5 - S7 1 мм 2 мм  Опционально: Трансфер T1-S5  Аналог A1-S5	В 1 мм 2 мм 3 мм	S5 - S7 - 3.75, 30° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - SMART-LOCK //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 Комплектация прямого абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Жесткая матрица Средняя матрица Мягкая матрица Защитный диск	В 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм	S8 - 3.75 Абатмент
 Комплектация углового абатмента: Металлический колпачок Лабораторная матрица Жесткая матрица Средняя матрица Мягкая матрица Защитный диск	В 1,5 мм 3 мм	S8 - 3.75, 15° Абатмент

! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 20 Н·см.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

39



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОДНОСОСТАВНЫХ ИМПЛАНТАТОВ //

40

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Дополнительная информация / компоненты



T1-S4
Трансфер для открытой ложки



TP-S4
Пластиковый трансфер для закрытой ложки



H-S4
Защитный колпачок



A1-S4
Аналог имплантата



S4a-Plastic
Временный абатмент



S4a-PEEK
Временный абатмент



P9S



T-S4
Временный абатмент



P7S



P-S4
Выгораемый пластиковый абатмент

КЛЮЧИ/ОТВЕРТКИ //

Код изделия

K6

Ключ для изгиба шейки имплантата P9S 16 мм



ШАГ 1



ШАГ 2

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ИЗГИБА: 25°

CAD - CAM

S4 //

Абатмент для сканирования



Для цифрового оттиска

Цифровой аналог



A1 - Digital - S4

Титановое основание

Одиночные реставрации

Мосты / балки



STCS - S4 с шестигр.

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах



STCS - S4 без шестигр.

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах



S1a S4

Синий винт для S4

Винт

КОНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА (P5D, P5G, P1D, P7D) //

Абатмент для сканирования



Для цифрового оттиска

Цифровой аналог



A1D - Digital

Титановое основание

Одиночные реставрации

Мосты / балки

STCSD с шестигранныком



0,35 мм
1,5 мм
2,5 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

STCSD без шестигранныка



0,35 мм
1,5 мм
2,5 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах

CS-STCD с шестигранныком



0,35 мм
1,5 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

CZ-STCD с шестигранныком



0,35 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

УЗКАЯ КОНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА (P7N) //

Абатмент для сканирования



Для цифрового оттиска

Цифровой аналог



A1N - Digital

Титановое основание

Одиночные реставрации

Мосты / балки

STCNC - 2.1 с шестигранныком



0,35 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

STCNC - 2.1 без шестигранныка



0,35 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах

ПЛАТФОРМА 3.75 (P1, P7) //

Абатмент для сканирования



Для цифрового оттиска

Цифровой аналог



A1 - Digital - 3.75

Титановое основание

Одиночные реставрации

Мосты / балки

Тит. основание Sirona

Тит. основание ZirkonZahn

STCS - 3.75 с шестигранныком



0,35 мм
1,5 мм
2,5 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

STCS - 3.75 без шестигранныка



0,35 мм
1,5 мм
2,5 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на нескольких имплантатах

CS-STC - 3.75 с шестигранныком



0,35 мм
1,5 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

CZ-STC - 3.75 с шестигранныком



0,35 мм

Предназначено для изготовления индивидуальных литых протезных конструкций на одиночных имплантатах

АКСЕССУАРЫ CAD - CAM

SGS Dental Dynamic Solutions

Система Dynamic CAD/CAM

Используется в случаях, когда необходимо скорректировать направление входа винта при неблагоприятном положении имплантатов, улучшая функциональность и эстетику фрезерованной ортопедической конструкции.

Наша отвертка имеет угловое соединение, что облегчает работу с динамометрическим ключом или ручной трещоткой при использовании соответствующих адаптеров или рукояток.

Система защищает винт и предотвращает его поломку при чрезмерном крутящем моменте за счет деформации отвертки до того, как может произойти повреждение винта.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ //

Код изделия	
	DRE+ Универсальный адаптер
	Отвертка Dynamic 24 мм 32 мм




! Рекомендуемый максимальный момент затяжки винта — 25 Н·см.

Титановые абатменты Dynamic


КОНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 головка 5 мм	B 0,5 мм 1,5 мм 3 мм	DynTi-baseD Абатмент
 головка 5 мм	B 0,5 мм 1,5 мм 3 мм	DynTi-baseD Абатмент
 головка 9 мм	B 0,5 мм 1,5 мм	Dyn-3-TibaseD Абатмент
 головка 9 мм	B 0,5 мм 1,5 мм	Dyn-3-TibaseD Абатмент




УЗКАЯ КОНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 головка 5 мм	B 0,5 мм 1,5 мм	DynTi-baseN Абатмент



ПЛАТФОРМА 3.75 //

Дополнительная информация / компоненты	Доступные размеры	Код изделия
 головка 5 мм	B 0,5 мм 1,5 мм 3 мм	DynTi-base 3.75 Абатмент
 головка 5 мм	B 0,5 мм 1,5 мм 3 мм	DynTi-base 3.75 Абатмент
 головка 5/7/9 мм	B 0,5 мм 1,5 мм	Dyn-3-Tibase 3.75 Абатмент
 головка 5/7/9 мм	B 0,5 мм 1,5 мм	Dyn-3-Tibase 3.75 Абатмент



ЦИФРОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ **SGS DENTAL**

44

АКСЕССУАРЫ CAD - CAM

	CAD/CAM	ПЛАНИРОВАНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ
exocad	✓	✓
exoplan		✓
ProDigiDent	✓	✓
3shape	✓	✓
BlueSkyBio		✓
Zirkonzahn	✓	
smOp powered by swissmeda		✓
dental wings	✓	✓
Dentsply Sirona Implants		✓
AMANN GIRRBACH	✓	

	CAD/CAM	ПЛАНИРОВАНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ
Medialab		✓
Versah THE DISEEDENSIFICATION COMPANY		✓
cefla		✓
Invivo6		✓
Carestream DENTAL		✓
DYNAMIC ABUTMENT SOLUTIONS	✓	
3DIEMME BIOMAGING TECHNOLOGIES	✓	✓
penguin	Измерение первичной стабильности имплантатов	
OSSTELL A GED COMPANY	Измерение первичной стабильности имплантатов	



СТАНДАРТНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР //

1 K5 - 9
Отвертка

2 K5 - 15
Отвертка

3 K8 - 23
Отвертка

4 K8 - 28
Отвертка

5 K5D - 9
Отвертка

6 K5D - 15
Отвертка

7 K8D - 23
Отвертка

8 K8D - 28
Отвертка

9 K5N - 9
Отвертка

10 K5N - 15
Отвертка

11 K8N - 23
Отвертка

12 K8N - 28
Отвертка

13 K1 - 9
Отвертка

14 K1 - 15
Отвертка

15 K2 - 9
Отвертка

16 K2 - 15
Отвертка

17 K9 - 23
Отвертка

18 K7
Винт для извлечения абатмента

19 K7N
Винт для извлечения абатмента

20 Примерочный абатмент

21 K5 - 0
Отвертка

22 R8T
Динамометрический ключ-трещотка

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

SKM-UP СТАНДАРТНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР

DR 1.5

DRCZ+ 2.0

DRCZ+ 2.5

DRCZ+ 2.8

DRCZ+ 3.2

DRCZ+ 3.7

DRCZ+ 4.0

DRCZ+ 4.5

DRCZ+ 5.5

Поставляется с цилиндрическими сверлами

Сверла собственной разработки SGS Dental

23

1.5 2.0 2.5 2.8 3.2 3.7 4.0 4.5 5.5

DRILLS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DRIVER DRIVER "D" DRIVER "N"

13 14 15 16 17 18 19

PROSTHETICS

20 20

Parallel pin

21

22

SGS Dental

ОГРАНИЧИТЕЛИ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ //

34 DRR 13

35 DRR 11.5

36 DRR 10

37 DRR 8

38 DRR 6

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

23 D9

Рукьятка

SGS

Хирургические наборы

РАСШИРЕННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР //

26 K1 - 9

Отвертка

27 K1 - 15

Отвертка

28 K2 - 9

Отвертка

29 K2 - 15

Отвертка

30 K9 - 23

Отвертка

31 K7

Винт для извлечения абатмента

32 K7N

Винт для извлечения абатмента

33 CS-S6/S7

Зенкер

34 CS-S16S/S17S

Зенкер

35 DR-E

Удлинитель сверла

36 CKD

Примерочный абатмент

37 CKD - 15°

Примерочный абатмент

38 CKD-25°

Примерочный абатмент

39 CKD-35°

Примерочный абатмент

40 CKD-45°

Примерочный абатмент

41 CKN - 2,1, 15°

Примерочный абатмент

42 CKN - 2,1, 25°

Примерочный абатмент

43 K5 - 9

Отвертка

44 K5D - 9

Отвертка

45 K5N - 9

Отвертка

59 Направляющий пин для зенкера

12 K5 - 0

Отвертка

46 K5 - 15

Отвертка

47 K5D - 15

Отвертка

48 K5N - 15

Отвертка

55 R8T

Динамометрический ключ-трещотка

57 Параллельный пин Короткий

48 K8 - 23

Отвертка

49 K8D - 23

Отвертка

50 K8N - 23

Отвертка

58 Параллельный пин Длинный

48 K8 - 28

Отвертка

49 K8D - 28

Отвертка

50 K8N - 28

Отвертка

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

SKM+01 РАСШИРЕННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР

LN-2.0

1

DRCZ+ 1.5-8

2

DRCZ+ 2.0

3

DRCZ+ 2.5

4

DRCZ+ 2.8

5

DRCZ+ 3.2

6

DRCZ+ 3.7

7

DRCZ+ 4.0

8

DRCZ+ 4.5

9

DRCZ+ 5.5

10

Поставляется с цилиндрическими сверлами

Сверла собственной разработки SGS Dental

1 LINDEMANN 2.0-2.5

2 1.5

3 2.0

4 2.5

5 2.8

6 3.2

7 3.7

8 4.0

9 4.5

10 5.5

11 DRR-13

12 DRR-11.5

13 DRR-11

14 DRR-8

15 DRR-6

16 P5

17 P5-3.5

18 P5-3.75

19 P5-4.2

20 P5-4.5

21 P5-5.0

22 P7/P1

23 P7-3.5

24 P7-3.75

25 P7-4.2

26 P7-4.5

27 P7-5.0

28 CKD

29 CKD-15°

30 CKD-25°

31 CKD-35°

32 CKD-45°

33 K5-9

34 K5-15

35 K5-0

36 K5N-9

37 K5N-15

38 K5N-23

39 K5N-28

40 K8-23

41 K8-28

42 K8D-23

43 K8D-28

44 K8N-23

45 K8N-28

46 K8-23

47 K8-28

48 K8D-23

49 K8D-28

50 K8N-23

51 K8N-28

52 K8-23

53 K8-28

54 K8D-23

55 K8D-28

56 K8N-23

57 K8N-28

58 K8-23

59 K8-28

60 K8D-23

61 K8D-28

62 K8N-23

63 K8N-28

64 K8-23

65 K8-28

66 K8D-23

67 K8D-28

68 K8N-23

69 K8N-28

70 K8-23

71 K8-28

72 K8D-23

73 K8D-28

74 K8N-23

75 K8N-28

76 K8-23

77 K8-28

78 K8D-23

79 K8D-28

80 K8N-23

81 K8N-28

82 K8-23

83 K8-28

84 K8D-23

85 K8D-28

86 K8N-23

87 K8N-28

88 K8-23

89 K8-28

90 K8D-23

91 K8D-28

92 K8N-23

93 K8N-28

94 K8-23

95 K8-28

96 K8D-23

97 K8D-28

98 K8N-23

99 K8N-28

100 K8-23

101 K8-28

102 K8D-23

103 K8D-28

104 K8N-23

105 K8N-28

106 K8-23

107 K8-28

108 K8D-23

109 K8D-28

110 K8N-23

111 K8N-28

112 K8-23

113 K8-28

114 K8D-23

115 K8D-28

116 K8N-23

117 K8N-28

118 K8-23

119 K8-28

120 K8D-23

121 K8D-28

122 K8N-23

123 K8N-28

124 K8-23

125 K8-28

126 K8D-23

127 K8D-28

128 K8N-23

129 K8N-28

130 K8-23

131 K8-28

132 K8D-23

133 K8D-28

134 K8N-23

135 K8N-28

136 K8-23

137 K8-28

138 K8D-23

139 K8D-28

140 K8N-23

141 K8N-28

142 K8-23

143 K8-28

144 K8D-23

145 K8D-28

146 K8N-23

147 K8N-28

148 K8-23

149 K8-28

150 K8D-23

151 K8D-28

152 K8N-23

153 K8N-28

154 K8-23

155 K8-28

156 K8D-23

157 K8D-28

158 K8N-23

159 K8N-28

160 K8-23

161 K8-28

162 K8D-23

163 K8D-28

164 K8N-23

165 K8N-28

166 K8-23

167 K8-28

168 K8D-23

169 K8D-28

170 K8N-23

171 K8N-28

172 K8-23

173 K8-28

174 K8D-23

175 K8D-28

176 K8N-23

177 K8N-28

178 K8-23

179 K8-28

180 K8D-23

181 K8D-28

182 K8N-23

183 K8N-28

184 K8-23

185 K8-28

186 K8D-23

187 K8D-28

188 K8N-23

189 K8N-28

190 K8-23

191 K8-28

192 K8D-23

193 K8D-28

194 K8N-23

195 K8N-28

196 K8-23

197 K8-28

198 K8D-23

199 K8D-28

200 K8N-23

201 K8N-28

202 K8-23

203 K8-28

204 K8D-23

205 K8D-28

206 K8N-23

207 K8N-28

208 K8-23

209 K8-28

210 K8D-23

211 K8D-28

212 K8N-23

213 K8N-28

214 K8-23

215 K8-28

216 K8D-23

217 K8D-28

218 K8N-23

219 K8N-28

220 K8-23

221 K8-28

222 K8D-23

223 K8D-28

224 K8N-23

225 K8N-28

226 K8-23

227 K8-28

228 K8D-23

229 K8D-28

230 K8N-23

231 K8N-28

232 K8-23

233 K8-28

234 K8D-23

235 K8D-28

236 K8N-23

237 K8N-28

238 K8-23

239 K8-28

240 K8D-23

241 K8D-28

242 K8N-23

243 K8N-28

244 K8-23

245 K8-28

246 K8D-23

247 K8D-28

248 K8N-23

249 K8N-28

250 K8-23

251 K8-28

252 K8D-23

253 K8D-28

254 K8N-23

255 K8N-28

256 K8-23

257 K8-28

258 K8D-23

259 K8D-28

260 K8N-23

261 K8N-28

262 K8-23

263 K8-28

264 K8D-23

265 K8D-28

266 K8N-23

267 K8N-28

268 K8-23

269 K8-28

270 K8D-23

271 K8D-28

272 K8N-23

273 K8N-28

274 K8-23

275 K8-28

276 K8D-23

277 K8D-28

278 K8N-23

279 K8N-28

280 K8-23

281 K8-28

282 K8D-23

283 K8D-28

284 K8N-23

285 K8N-28

286 K8-23

287 K8-28

288 K8D-23

289 K8D-28

290 K8N-23

291 K8N-28

292 K8-23

293 K8-28

294 K8D-23

295 K8D-28

296 K8N-23

297 K8N-28

298 K8-23

299 K8-28

300 K8D-23

301 K8D-28

302 K8N-23

303 K8N-28

304 K8-23

305 K8-28

306 K8D-23

307 K8D-28

308 K8N-23

309 K8N-28

310 K8-23

311 K8-28

312 K8D-23

313 K8D-28

314 K8N-23

315 K8N-28

316 K8-23

317 K8-28

318 K8D-23

319 K8D-28

320 K8N-23

321 K8N-28

322 K8-23

323 K8-28

324 K8D-23

325 K8D-28

326 K8N-23

327 K8N-28

328 K8-23

329 K8-28

330 K8D-23

331 K8D-28

332 K8N-23

333 K8N-28

334 K8-23

335 K8-28

336 K8D-23

337 K8D-28

338 K8N-23

339 K8N-28

340 K8-23

341 K8-28

342 K8D-23

343 K8D-28

344 K8N-23

345 K8N-28

346 K8-23

347 K8-28

348 K8D-23

349 K8D-28

350 K8N-23

351 K8N-28

352 K8-23

353 K8-28

354 K8D-23

355 K8D-28

356 K8N-23

357 K8N-28

358 K8-23

359 K8-28

360 K8D-23

361 K8D-28

362 K8N-23

363 K8N-28

364 K8-23

365 K8-28

366 K8D-23

367 K8D-28

368 K8N-23

369 K8N-28

370 K8-23

371 K8-28

372 K8D-23

373 K8D-28

374 K8N-23

375 K8N-28

376 K8-23

377 K8-28

378 K8D-23

379 K8D-28

380 K8N-23

381 K8N-28

382 K8-23

383 K8-28

384 K8D-23

385 K8D-28

386 K8N-23

387 K8N-28

388 K8-23

389 K8-28

390 K8D-23

391 K8D-28

392 K8N-23

393 K8N-28

394 K8-23

395 K8-28

396 K8D-23

397 K8D-28

398 K8N-23

399 K8N-28

400 K8-23

401 K8-28

402 K8D-23

403 K8D-28

404 K8N-23

405 K8N-28

406 K8-23

407 K8-28

408 K8D-23

409 K8D-28

410 K8N-23

411 K8N-28

412 K8-23

413 K8-28

414 K8D-23

415 K8D-28

416 K8N-23

417 K8N-28

418 K8-23

419 K8-28

420 K8D-23

421 K8D-28

422 K8N-23

423 K8N-28

424 K8-23

425 K8-28

426 K8D-23

427 K8D-28

428 K8N-23

429 K8N-28

430 K8-23

431 K8-28

432 K8D-23

433 K8D-28

434 K8N-23

435 K8N-28

436 K8-23

437 K8-28

438 K8D-23

439 K8D-28

440 K8N-23

441 K8N-28

442 K8-23

443 K8-28

444 K8D-23

445 K8D-28

446 K8N-23

447 K8N-28

448 K8-23

449 K8-28

450 K8D-23

451 K8D-28

452 K8N-23

453 K8N-28

454 K8-23

455 K8-28

456 K8D-23

457 K8D-28

458 K8N-23

459 K8N-28

460 K8-23

461 K8-28

462 K8D-23

463 K8D-28

464 K8N-23

465 K8N-28

466 K8-23

467 K8-28

468 K8D-23

469 K8D-28

470 K8N-23

471 K8N-28

472 K8-23

473 K8-28

474 K8D-23

475 K8D-28

476 K8N-23

477 K8N-28

478 K8-23

479 K8-28

480 K8D-23

481 K8D-28

482 K8N-23

483 K8N-28

484 K8-23

485 K8-28

486 K8D-23

487 K8D-28

488 K8N-23

489 K8N-28

490 K8-23

491 K8-28

492 K8D-23

493 K8D-28

494 K8N-23

495 K8N-28

496 K8-23

497 K8-28

498 K8D-23

499 K8D-28

500 K8N-23

501 K8N-28

502 K8-23

503 K8-28

504 K8D-23

505 K8D-28

506 K8N-23

507 K8N-28

508 K8-23

509 K8-28

510 K8D-23

511 K8D-28

512 K8N-23

513 K8N-28

514 K8-23

515 K8-28

516 K8D-23

517 K8D-28

518 K8N-23

519 K8N-28

520 K8-23

521 K8-28

522 K8D-23

523 K8D-28

524 K8N-23

525 K8N-28

526 K8-23

527 K8-28

528 K8D-23

529 K8D-28

530 K8N-23

531 K8N-28

532 K8-23

533 K8-28

534 K8D-23

535 K8D-28

536 K8N-23

537 K8N-28

538 K8-23

539 K8-28

540 K8D-23

541 K8D-28

542 K8N-23

543 K8N-28

544 K8-23

545 K8-28

546 K8D-23

547 K8D-28

548 K8N-23

549 K8N-28

550 K8-23

551 K8-28

552 K8D-23

553 K8D-28

554 K8N-23

555 K8N-28

556 K8-23

557 K8-28

558 K8D-23

559 K8D-28

560 K8N-23

561 K8N-28

562 K8-23

563 K8-28

564 K8D-23

565 K8D-28

566 K8N-23

567 K8N-28

568 K8-23

569 K8-28

570 K8D-23

571 K8D-28

572 K8N-23

573 K8N-28

574 K8-23

575 K8-28

576 K8D-23

577 K8D-28

578 K8N-23

579 K8N-28

580 K8-23

581 K8-28

582 K8D-23

583 K8D-28

584 K8N-23

585 K8N-28

586 K8-23

587 K8-28

588 K8D-23

589 K8D-28

590 K8N-23

591 K8N-28

592 K8-23

593 K8-28

594 K8D-23

595 K8D-28

596 K8N-23

597 K8N-28

598 K8-23

599 K8-28

600 K8D-23

601 K8D-28

602 K8N-23

603 K8N-28

604 K8-23

605 K8-28

606 K8D-23

607 K8D-28

608 K8N-23

609 K8N-28

610 K8-23

611 K8-28

612 K8D-23

613 K8D-28

614 K8N-23

615 K8N-28

616 K8-23

617 K8-28

618 K8D-23

619 K8D-28

620 K8N-23

621 K8N-28

622 K8-23

623 K8-28

624 K8D-23

625 K8D-28

626 K8N-23

627 K8N-28

628 K8-23

629 K8-28

630 K8D-23

631 K8D-28

632 K8N-23

633 K8N-28

634 K8-23

635 K8-28

636 K8D-23

637 K8D-28

638 K8N-23

639 K8N-28

640 K8-23

641 K8-28

642 K8D-23

643 K8D-28

644 K8N-23

645 K8N-28

646 K8-23

647 K8-28

648 K8D-23

649 K8D-28

650 K8N-23

651 K8N-28

652 K8-23

653 K8-28

654 K8D-23

655 K8D-28

656 K8N-23

657 K8N-28

658 K8-23

659 K8-28

660 K8D-23

661 K8D-28

662 K8N-23

663 K8N-28

664 K8-23

665 K8-28

666 K8D-23

667 K8D-28

668 K8N-23

669 K8N-28

670 K8-23

671 K8-28

672 K8D-23

673 K8D-28

674 K8N-23

675 K8N-28

676 K8-23

677 K8-28

678 K8D-23

679 K8D-28

680 K8N-23

681 K8N-28

682 K8-23

683 K8-28

684 K8D-23

685 K8D-28

686 K8N-23

687 K8N-28

688 K8-23

689 K8-28

690 K8D-23

691 K8D-28

692 K8N-23

693 K8N-28

694 K8-23

695 K8-28

696 K8D-23

697 K8D-28

698 K8N-23

699 K8N-28

700 K8-23

701 K8-28

702 K8D-23

703 K8D-28

704 K8N-23

705 K8N-28

706 K8-23

707 K8-28

708 K8D-23

709 K8D-28

710 K8N-23

711 K8N-28

712 K8-23

713 K8-28

714 K8D-23

715 K8D-28

716 K8N-23

717 K8N-28

718 K8-23

719 K8-28

720 K8D-23

721 K8D-28

722 K8N-23

723 K8N-28

724 K8-23

725 K8-28

726 K8D-23

727 K8D-28

728 K8N-23

729 K8N-28

730 K8-23

731 K8-28

732 K8D-23

733 K8D-28

734 K8N-23

735 K8N-28

736 K8-23

737 K8-28

738 K8D-23

739 K8D-28

740 K8N-23

741 K8N-28

742 K8-23

743 K8-28

744 K8D-23

745 K8D-28

746 K8N-23

747 K8N-28

748 K8-23

749 K8-28

750 K8D-23

751 K8D-28

752 K8N-23

753 K8N-28

754 K8-23

755 K8-28

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

K1 - 9 Отвертка	K1 - 15 Отвертка	K2 - 9 Отвертка	K5 - 0 Отвертка
--------------------	---------------------	--------------------	--------------------



K13 3.0	K13 3.2	K13 3.5	K13 4.2	K13 5.0
------------	------------	------------	------------	------------




DR
1.5-8



DRCZ+
2.0



DRCZ+
2.5



DRCZ+
2.8



DRCZ+
3.2



DRCZ+
3.7



DRCZ+
4.0



DRCZ+
4.5

K6 Отвертка	K7N Отвертка
----------------	-----------------



R8T Динамометрический ключ-трещотка
--



НОВЫЙ SK-ONE СКОРО В ПРОДАЖЕ

ДЛЯ ОДНОСОСТАВНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

SK-ONE

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР
ДЛЯ ОДНОСОСТАВНЫХ
ИМПЛАНТАТОВ



ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

38 DRG-4.5 L6
Сверло

39 DRG-4.5 L8
Сверло

40 DRG-4.5 L10
Сверло

41 DRG-4.5 L11.5
Сверло

42 DRG-4.5 L13
Сверло

43 DRG-4.5 L16
Сверло

32 DRG-4.0 L6
Сверло

33 DRG-4.0 L8
Сверло

34 DRG-4.0 L10
Сверло

35 DRG-4.0 L11.5
Сверло

36 DRG-4.0 L13
Сверло

37 DRG-4.0 L16
Сверло

26 DRG-3.7 L6
Сверло

27 DRG-3.7 L8
Сверло

28 DRG-3.7 L10
Сверло

29 DRG-3.7 L11.5
Сверло

30 DRG-3.7 L13
Сверло

31 DRG-3.7 L16
Сверло

20 DRG-3.2 L6
Сверло

21 DRG-3.2 L8
Сверло

22 DRG-3.2 L10
Сверло

23 DRG-3.2 L11.5
Сверло

24 DRG-3.2 L13
Сверло

25 DRG-3.2 L16
Сверло

14 DRG-2.8 L6
Сверло

15 DRG-2.8 L8
Сверло

16 DRG-2.8 L10
Сверло

17 DRG-2.8 L11.5
Сверло

18 DRG-2.8 L13
Сверло

19 DRG-2.8 L16
Сверло

8 DRG 2.5 L6
Сверло

9 DRG 2.5 L8
Сверло

10 DRG 2.5 L10
Сверло

11 DRG 2.5 L11.5
Сверло

12 DRG 2.5 L13
Сверло

13 DRG 2.5 L16
Сверло

1 DLG-2.0
Направляющее
сверло для пина

5 TPG 5.1
Мукотом

4 TPG 4.4
Мукотом

6 GBM 4.3
Костная
мельница

7 GBM 5.0
Костная
мельница

2 Пин для
фиксации
шаблона

3 Винт для фиксации
шаблона

56 R8T
Динамометрический ключ-трещотка

SKG

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ
НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ

56

50

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52

53

51

54

55

52


53

51

54

55

НОВЫЙ SKM+02 СКОРО В ПРОДАЖЕ



1 CKD
Примерочный абатмент

7 CKN-15°
Примерочный абатмент

13 K2 - 9
Отвертка

2 CKD-15°
Примерочный абатмент

8 CKN-25°
Примерочный абатмент

14 K2 - 15
Отвертка

3 CKD-25°
Примерочный абатмент

9 CS-S6/S7
Зенкер

15 K7
Винт для извлечения абатмента

4 CKD-35°
Примерочный абатмент

10 CS-S16S/S17S
Зенкер

16 K7N
Винт для извлечения абатмента

5 CKD-45°
Примерочный абатмент

11 K1 - 9
Отвертка

17 K9 - 23
Отвертка

6 CKN
Примерочный абатмент

12 K1 - 15
Отвертка

CS
Направляющий пин

18 R8T
Динамометрический ключ-трещотка



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ //

Материал: нержавеющая сталь

K3D
Адаптер

K-10
Техническая
отвертка



DRCST- 2.0-06	DRCST- 2.0-08	DRCST- 2.0-10	DRCST- 2.0-11,5	DRCST- 2.0-13
				
DRCST- 2.5-06	DRCST- 2.5-08	DRCST- 2.5-10	DRCST- 2.5-11,5	DRCST- 2.5-13
				
DRCST- 2.8-06	DRCST- 2.8-08	DRCST- 2.8-10	DRCST- 2.8-11,5	DRCST- 2.8-13
				
DRCST- 3.2-06	DRCST- 3.2-08	DRCST- 3.2-10	DRCST- 3.2-11,5	DRCST- 3.2-13
				
DRCST- 3.7-06	DRCST- 3.7-08	DRCST- 3.7-10	DRCST- 3.7-11,5	DRCST- 3.7-13
				
DRCST- 4.0-06	DRCST- 4.0-08	DRCST- 4.0-10	DRCST- 4.0-11,5	DRCST- 4.0-13
				
DRCST- 4.5-06	DRCST- 4.5-08	DRCST- 4.5-10	DRCST- 4.5-11,5	DRCST- 4.5-13
				

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

SKD-C НАБОР КОНИЧЕСКИХ СВЕРЛ С ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ //

Материал: нержавеющая сталь

- DR - 1.5
Маркировочное сверло
- DR - 1.5 - 8
Маркировочное сверло
- LN - 2.0
Сверло Lindemann
- DR-E
Удлинитель сверла
- DR-T 4/5
Трепан 4,4mm
- DR-T 5/6
Трепан 5,1mm



- D17
Мукатом
- K18
Экстрактор имплантата/ Винта
- M+
Глубиномер



- R8T
Динамометрический ключ-трещотка



- R8T-B
Динамометрический ключ-трещотка



- D9
Рукоятка



ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

СИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕ БЫВАЮТ СЛОЖНЫМИ



Все права защищены. Ни одна часть настоящего издания не может быть воспроизведена, распространена или передана в какой-либо форме и какими-либо средствами, включая фотокопирование, аудиозапись, а также иными электронными или механическими способами, без предварительного письменного разрешения издателя, за исключением кратких цитат, используемых в критических обзорах, и иных некоммерческих случаев, допускаемых законодательством об авторском праве.



SGS Dental Implant System Holding AG
Industriestrasse 47, 6300 Zug
Switzerland



Официальный представитель на территории РК:
ТОО «Рамтэк»

г. Астана район Есиль, ул. Сыганак, 43, н.п. 9б.

Тел.: +7 (7172) 550 758

info@ramtec.kz | www.ramtec.kz